

Test de fluorescencia #1 (rayos ultravioleta, 450 mn)

Izquierda: EX-3, CO. A, CO. B, CO.C
Arriba: Dentina
Abajo: Traslúcido




Fig. 9

Noritake EX-3 garantiza la fluorescencia ideal en su polvo translúcido y en la dentina.

Izquierda: EX-3, CO. A, CO. B, CO. C
Arriba: translúcido antes de la operación
Abajo: El mismo translúcido después de la operación




Fig. 10

Hasta hoy, aunque se buscaba obtener la fluorescencia ideal, se tenía se tenía siempre el problema del enverdecimiento causado por la plata. Ya no sucede más con el polvo EX-3 (Fig. 10)

Test de fluorescencia # 2

Confronta de coronas en fluorescencia respecto al diente natural.
(rayos ultravioleta 450 nm.)

Izquierda: CO. A., CO. B., CO. C., EX-3



Fig. 11