

Prensa hidráulica



Prensa Hidráulica OL57

OL57 es desde hace varios decenios la prensa hidráulica preferida en los laboratorios de técnica dental y, debido a su éxito, muchos fabricantes han probado imitarla.

OL57 es la prensa hidráulica oleodinámica apta para todos los laboratorios técnicos dentales, indispensable donde se desee obtener un resultado de trabajo constante y de calidad elevada.

La prensa OL57 permite el prensado de hasta 3 muflas grandes simultáneamente.

OL57 posee dimensiones que permiten trabajar cómodamente en la mitad de su carga máxima: a 200 atm. ejerce una presión de 8000 Kg, mientras que su carga máxima a 400 atm. es de unos 16000 Kg

En el caso que el prensado exceda la carga de 8000 Kg, entrará en función una válvula de descarga que garantizará la máxima seguridad.

1 u.	00570C00
6 u.	00570C01

Características y datos técnicos	OL57
Presión de trabajo	200 atm
Presión de prueba	400 atm
Ancho	20 cm
Profundidad	22 cm
Altura	50 cm
Peso neto / Peso bruto	27 kg / 31 kg